

MRI Protocol for CI

BRAIN: Flair RA
T2W TSE TRA
2W TSE COR
T1 SEW TRA
DWI TRA
Ven BOLD/T2FFE

IAM'S: T2W 3D DRIVE TRA
T1W 3D TFE TRA
T2W 3D DRIVE COR
2W 3D DRIVE SAG LEFT
T2W 3D DRIVE SAG RIGHT

AFTER GADOLINIUM

IAM'S: T1W TSE (2mm) TRA
T1W TSE (2mm) COR
BRAIN: T1W SE TRA
T1W SE SAG

Protocol for Brain and IAM's

BRAIN: Flair TRA
T2W TSE TRA
T2W TSE COR
T1 SE W TRA
DWI TRA
Ven BOLD/T2FFE

IAM'S: T2W 3D DRIVE TRA
T1W 3D TFE TRA

AFTER GADOLINIUM

IAM'S: T1W 3D TFE TRA
T1W TSE FATSAT COR
BRAIN: T1W SE TRA
T1W SE SAG